



会 期：2024年9月4日(水)～6(金)
AM10:00～PM5:00

会 場：幕張メッセ国際展示場

★ 本チラシをお持ちいただき、商品ご覧ください！
お名刺と交換で「PHCbi グッズ」プレゼントいたします！

ご来場
チェック

●個人情報の管理に関しては、弊社ホームページをご覧ください。https://www.phcbd.com/jp/privacy/ (いただいた個人情報を元に、弊社担当営業より連絡や関係資料を送付させていただく場合があります)

PHCbiブースへお越し下さい ブースNo. 6A-701

■ 展示内容 (みなさまのお困りごとを解決します!)

👉 フリーザーのセキュリティに不安を感じる

● 顔認証で電気錠解錠

ノンフロン 超低温フリーザー (タテ型)



- ▶ ノンフロン冷媒で高い省エネ
- ▶ 顔認証でドア解錠 高いセキュリティ
- ▶ データログ機能付き
10.1インチ大型液晶タッチパネル
- ▶ 保持したログデータは、USBメモリーへデータ出力可能
- ▶ 温度制御：-40℃～-85℃
- ▶ 電源：単相100V

MDF-DU503VHS1

👉 フリーザーの霜付きで困っている

● 内扉の霜付きを低減

ノンフロン 超低温フリーザー (タテ型)



- ▶ ノンフロン冷媒で高い省エネ
- ▶ 内扉への霜付きを低減
- ▶ データログ機能付き
7インチ液晶タッチパネル
- ▶ 保持したログデータは、
USBメモリーへデータ出力可能
- ▶ 温度制御：-40℃～-85℃
- ▶ 電源：単相100V

MDF-DU500ZHS1

👉 インキュベーターのコンタミが心配

● 器内乾熱滅菌 UV-LED殺菌灯搭載 CO2インキュベーター



- ▶ 約11時間 180℃ 乾熱滅菌
- ▶ 長寿命 UV-LED殺菌灯
- ▶ データログ機能付き
7インチ液晶タッチパネル
- ▶ 保持したログデータは
USBメモリーへデータ出力可能
- ▶ 電源：単相100V

2024年9月発売予定

MCO-171AICUVD

👉 離れた場所から機器の管理がしたい

● クラウドサーバー使用

リモートモニタリングシステム

LabAlertPRO

MTR-9000



- ▶ PC・スマホからお使いの機器をリモート管理
- ▶ 大掛かりな工事不要で運用開始が可能
- ▶ 1台だけのモニタリングから50台を超える大規模施設まで

最新モデルへの買い替えで、省エネになる？

PHCbi機器 省エネシミュレーター

PHCbi webサイトで、省エネシミュレーター公開中！

今お使いの旧機種品番と最新機種品番を入力すると、省エネ比較を一発で表示！

(未対応の機種もあります。省エネ率などは概算です)



■PCサイト
https://www.phchd.com/jp/biomedical/support/energy_saving_simulation

■スマホサイト
QRコードを読み込んで省エネ比較！

省エネシミュレーター つかいかた



- ①お使いの品番で旧品番選択
(例：MPR-514)
- ②最新モデルを選択
(例：MPR-S500H)



- ③ご使用の周波数選択
- ④電気代を入力
- ⑤自社のCO₂排出係数入力
(デフォルトのままでも可)
- ⑥省エネを計算する！タップ



- ⑦シミュレーション結果を表示



- ⑧下へスクロールで、グラフ表示！
さらに省エネ率と、電気代削減額を表示！



省エネシミュレーターをブックマークしていただき、画面を説明員へお見せ頂くとPHCbiグッズをプレゼントします！（本展示会会期中）

●お問い合わせは

PHC株式会社

バイオメディカ事業部

〒105-8433

東京都港区西新橋3丁目7番1号

北海道営業所 TEL 03-4363-2211 FAX 011-251-3760
東北営業所 TEL 022-266-2131 FAX 022-215-5582
東京営業所 TEL 03-5408-7277 FAX 03-5408-0873
南関東営業所 TEL 045-978-5134 FAX 045-978-5150
中部営業所 TEL 052-211-8880 FAX 052-211-8882
近畿営業所 TEL 06-6136-1415 FAX 06-6136-1449
中国営業所 TEL 082-247-7532 FAX 082-240-2701
九州営業所 TEL 092-292-7719 FAX 092-291-5353

このチラシの記載内容は
2024年7月現在のものです。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用の注意を表示しているものがあります。