



今すぐ始められる微量分析の信頼性向上！ 質の高い分析結果は、質の高いサンプル容器から Nalgeneクリーンボトルサービス

Thermo Scientific™ Nalgene™クリーンボトルサービスは、低溶出で液漏れ防止構造をもつThermo Scientific™ Nalgene™ボトルを、適正に管理されたISOクラス5相当のクリーンルーム内で超純水洗浄するサービスです。超純水による洗浄で残存パーティクルやメタル成分を取り除き、分析データの信頼性の向上をサポートします。高い清浄度が求められる環境下での使用や、半導体や電子材料などのサンプル、ICP-MSでの分析用サンプルの保管などにもおすすめです。

こんな方におすすめです

- ボトルの酸洗浄の手間やコストを削減したい。
- ボトル内部のパーティクル数をコントロールしたい。
- 清浄度が管理された洗浄証明書を用意したい。

JASISに出展します

クリーンボトルをはじめとするプラスチックボトルも多数展示いたしますので、ぜひお立ち寄りください。

会期：9月3日（水）～5日（金）

会場：幕張メッセ

小間番号：5B-101

アンケートご協力をお願い

プラスチック製品をご使用中、ご検討中の皆さまからのご意見を募集しております。

アンケートにご協力いただいた方には、もちろんAmazonギフトカード500円分をお送りいたします。

回答期限：2025年9月30日（火）

本プロモーションはサーモフィsherサイエンティフィックによる提供です。
本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしていません。



詳細はこちらをご覧ください thermofisher.com/jp-bottle-survey

Nalgeneプラスチック製ボトル

- **溶出の少ないボトル**
高品質バージン樹脂のみ使用、可塑剤・添加剤不使用のため溶出が少ない。
- **材質、形状、サイズのバリエーションが豊富**
医薬品・食品に用いられる高品質なUSP Class VIの材質を使用。
マイクロバイアルから20 Lまでの幅広いラインアップ。
- **液漏れ防止構造**
ボトルとキャップをセットで使用することで液漏れを防止。



ボトルラインアップ

- **ボトル・マイクロバイアル**
試薬やサンプル保存容器として幅広い用途に使用可能。
- **IP2ボトル**
航空輸送用により高い内圧で試験を行ったボトル。
- **ローパーティクル・ローメタルボトル**
異物混入リスクを低減したクリーン包装 (0.3 μm以上の粒子: 20個未満/mL)。
- **フッ素加工ボトル**
HDPE製ボトル本体とPP製キャップの全ての表面がフッ素加工処理され、化学薬品耐性がより高い。



Nalgeneクリーンボトル

ー 国内専用工場による洗浄・滅菌サービス ー

- クリーンルーム内作業、高品質薬剤の保管、半導体、電子材料などの用途
- 洗浄作業の効率化

お客さまのニーズにあわせ、洗浄および滅菌の条件設定を行い、洗浄証明書や滅菌証明書を発行いたします。

洗浄フロー



液中パーティクルカウンターによる洗浄効果測定
超純水による洗浄後にボトル内部のパーティクル数が減少

詳細はこちらをご覧ください thermofisher.com/nalgene

研究用에만使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。
製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さま自身でご確認ください。

© 2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

Amazon is a trademark of Amazon.com, Inc.

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

景品の受け取りの可否は、ご所属機関の方針をご確認の上、お客さまご自身でご判断くださいますようお願いいたします。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc **LSP541-A25070B**

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

お問い合わせはこちら thermofisher.com/contact

thermo scientific