

本紙を JASIS 2025 の弊社展示ブース (No. 5B-504) へご持参ください。

弊社オリジナルグッズを差し上げます *

* ブースにて簡単なアンケートにお答えいただけます

引換印

New! デモ依頼受付中! 『リサーチ 3 neo』

エッペンドルフのピペットに新しい仲間が加わりました!! 新しい機能を搭載した新ピペット 『リサーチ 3 neo』



小さい手でも扱いやすい短い
ピペッティングボタン



片手で簡単に設定できる
容量ロック



ユニークなピペッティングボタン

1つのボタンで容量設定とピペッティングが可能です。ボタンの長さが短く、小さな手でも快適に使用できます。

安心して作業できる容量ロック

いつの間にか容量設定が変わっていることが無いよう、ダイヤルにロックをかけることができます。

二種類の容量調整モード

- > **fast モード**: 少ないボタン回転数で素早く容量が変わり、最大40 %時間短縮が可能。
- > **easy モード**: ダイヤル調整にかかる力が軽くなり、片手でも簡単に微調整が可能。



マイピペットがわかりやすく
校正日などラベリングしやすい
ピペットマーキングリング
(近日発売予定)



カタログはこちら



デモ依頼はこちら
or
info@eppendorf.jp まで

チップ間隔が調整できるピペット 『Move It』



ラックに立てたチューブから抽出キットへ、96 ウェルプレートから 24 ウェルへの分注…。このような異なる容器間での作業に時間がかかっていませんか?
「Move It」なら様々な容器の種類に合わせてチップ間隔を調整できるため、より短時間で容易に分注操作を行うことができます。



カタログはこちら

コンタミリスクを抑えるエッペンドルフの細胞培養機器



浮遊細胞培養に最適 ミドルサイズ CO₂シェーカー S41i

- > CO₂ コントロールとシェーキングが1台になって安心の品質
- > フラスコ振とうによる浮遊培養
- > 湿度による駆動部劣化の心配無し
- > 高温滅菌機能装備
- > 本体 2 段積み重ね可能



製品カタログは
こちら



大容量かつ高温滅菌可能 大型 CO₂シェーカー CellXpert CS220

- > アクティブ加湿による湿度コントロール
- > 凹凸の少ない庫内で清掃が容易
- > 93 x 51 cm (W x D) の大型プラットフォーム
- > 180℃・2 時間の高温滅菌機能
- > 本体 3 段積み重ね可能



製品カタログは
こちら



便利すぎる！消耗品キャンペーン

～ 2025 年 9 月 30 日



「便利すぎる！」消耗品の数々をご存知ですか？

実験を効率化する 5mL と 25mL チューブ、コンタミネーションを防ぐフィルターチップ、そしてサンプル回収率を向上させる LoBind チューブは、いずれも実験に欠かせない便利な消耗品です。あなたの実験を支える、便利でスマートな消耗品のラインナップをぜひご覧ください。

キャンペーン内容

- | | |
|------------------------------|---------|
| > 5.0 / 15 / 25 / 50 mL チューブ | 20% OFF |
| > DNA / Protein LoBind チューブ | 20% OFF |
| > フィルターチップ | 20% OFF |



カタログはこちら