

グラフ作成から統計・スペクトル解析まで

化学分野のデータ活用を 支える解析ソフト



ORIGINPRO®
The Ultimate Software for Graphing & Analysis


マウスで
簡単!
ピーク解析
の流れ

スペクトル・ピーク解析をもっと手軽に

OriginProは、分析装置から出力された分光データやクロマトグラムなどを取り込み、ピーク解析に活用できます。ベースライン補正、ピーク検出、面積計算、ピークフィットなどをマウス操作で実行でき、解析結果をグラフやレポートとしてまとめられます。


1 ベースライン補正

ベースラインを
定義し、バックグラ
ウンドを補正




2 ピーク検出・フィット

ピークを検出し、ガウス、ローレンツ、
Voigtなどの関数でフィット



3 結果の確認

ピーク位置・高さ・面積・半値幅などを
グラフや表で出力し、報告書・論文に活用



ベースライン補正	手動・自動でベースラインを設定し、バックグラウンドを補正。XPS向けのShirley法・Tougaard法も利用可能
ピーク検出	しきい値や検出方法を指定してピークを検出。重なったピークの検出や不要なピークの除外にも対応
ピークフィット	ガウス、ローレンツ、Voigtなどに加え、自分で定義した関数でも複数ピークをフィット
結果の算出	ピーク位置、高さ、面積、半値幅などを出力
バッチピーク解析	同じ設定で複数データをまとめて解析

2027年3月15日までの特別提案

対象ライセンスのご購入で無料講習会を実施

開発元OriginLab認定講師による講習会を無料で実施します。基本操作からグラフ作成・解析まで、導入後すぐに活用いただける内容をご案内します。

対象条件 永続ライセンス2本以上／1年ライセンス5本以上／dongle版1本

時 間 2～3時間 **実施方法** 訪問またはオンライン※

※東京近郊を中心に訪問対応。
地域によりオンラインでの実施となる場合があります。



お申込みはこちら >>>




<https://www.lightstone.co.jp/mailform/#sales>





まだまだあります! OriginProのグラフ作成・解析機能は裏面へ

高品質で表現力のあるグラフを作成

測定データを見やすく可視化し、
論文・報告書・発表資料に
適したグラフを作成






PDF・画像・
PowerPointなど
出力可能





フィット・統計解析でデータを評価

データの傾向や条件間の違いを、
グラフと数値の両面から評価



検量線の
作成にも
対応



解析機能 線形・多項式・非線形フィット、ベースライン補正、ピークフィット、スムージング、補間 など

統計機能 記述統計、t検定、ANOVA、ノンパラメトリック検定、多変量解析(主成分分析など)

新バージョン OriginPro 2026b リリースー複数データの処理をもっと効率的にー
ミラー列、複数シートへの列追加、バッチ作図の改善など、繰り返し作業に便利な機能を追加

無料で3週間お試し

体験版



OriginProのすべての
機能を利用可能。
体験版利用中の
ご質問もサポート

正規国内代理店

LightStone®
株式会社 ライトストーン

30年の経験と実績でお客様をサポートします。

Ubiquitous AI
Group Company

E-Mail: sales@lightstone.co.jp
<https://www.lightstone.co.jp/origin/>

