



ミニスプレードライヤー S-300 フルモデルチェンジで飛躍的に進化

新製品!

噴霧乾燥を小スケールで

- 乾燥
- 微粒子化
- 溶解性の改善
- マイクロカプセル化



従来モデル(B-290)
の主要な特長はそのまま継承
さらに
進化のポイント!

- ✓ 運転プログラムやデータ保存機能
→ 高度な管理が可能
- ✓ 制御項目はSI単位の実測値
→ 再現性やスケールアップに有効
- ✓ 定例の手作業を自動化(オートモード利用時)
→ 作業効率が向上
- ✓ 捕集部の温度監視
 - ノズル目詰防止機構
 - 静電気抑制サイクロン
 - 耐腐食仕様/250℃仕様も可
 - • • etc



キリトリ

<粗品引換券>

ここを切り取って、名刺と一緒に下記ビュッヒブースにお持ちいただいた方に
ビュッヒオリジナルグッズをプレゼントします!

JASIS2022に出展します!

本チラシでご案内の装置を展示予定!



【会期】
2022年9月7日(水)~9日(金)
10:00 ~17:00

ご来場をお待ちしております

ビュッヒブース
5A-501

凍結乾燥機 Lyovapor™(ライオベーパー) L-200

パワフルで大容量のフリーズドライヤー



その1
パワフル

凍結乾燥に伴う負荷に対して冷却トラップの温度が上昇しにくく、真空ポンプのオイル劣化の原因となる水蒸気を確実に捕集します！

トラップ冷却温度 **-55°C**

冷凍機 1970w^(50Hz) / 2330w^(60Hz)

その2
大容量

水蒸気の捕集能力に余裕があるので、試料が多い時でも真空度が安定し、凍結乾燥の失敗のリスクが低減します。

除湿量 最大**6kg**

値下げしました!

旧価格(2021年1月、本体のみ)

¥1,300,000
(税込 ¥1,430,000)

新価格(本体のみ)

▶ **¥1,060,000**
(税込 ¥1,166,000)

イメージ動画



分取クロマトグラフィーシステム Pure

シンプルで省スペース! 作業環境にも配慮した自動分取精製装置



Space Saving
省スペース

Simple to Use
シンプルな操作


Safe Operation
高い安全性

糖類や脂質など
UV吸収のない化合物も
分取可能にする

ELSDを内蔵 ※一部機種



Nebulization



Evaporation



Detection

分取クロマトセミナー

ビュッヒの技術者による発表に加え、実際に装置を使用されている先生の特別講演や、ビュッヒ・クロマトグラフィーチームより、分取クロマトグラフにおけるヒントをお話いたします。



ビュッヒでは、各製品のウェビナーを随時開催しております。
ぜひお気軽にお問い合わせください!



日本ビュッヒ株式会社

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 IMONビル 3F
TEL: 03-3821-4777 FAX: 03-3821-4555
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 4F
TEL: 06-6195-9241 FAX: 06-6195-9251
エリア担当者駐在: 九州 / 中部 / 北海道

お問い合わせ

nihon@buchicom | www.buchi.com/ja