

会 期：2026 年 9 月 2 日(水)～4(金)
AM10:00 ～ PM5:00

会 場：幕張メッセ国際展示場

ご来場登録はこちらから

<https://www.jasis.jp/member/index.php?ltp=1>



JASIS【PHCbiブース】で問題解決しませんか？

小間番号
5B-501

■ 展示内容（裏面もご覧ください）

フリーザーのセキュリティや温度上昇が心配


TwinGuard 単相 100 V -85 °C ノンフロン デュアル冷却 超低温フリーザー
Natural refrigerants

MDF-DU503VXHS1 メーカー希望小売価格 2,800,000 円 (税・据付搬入費別)




- ▶ ノンフロン冷媒で高い省エネ
- ▶ 独立した二つの冷凍回路装備。万一片側回路が故障しても-75 °C 維持

■デュアル冷却回路イメージ



■コンプレッサー片側運転温度推移イメージ



※周囲温度23℃、室内設定温度-80℃でのイメージです。片側冷凍回路故障の実際値はエラー表示されます。

- ▶ オプションで顔認証キット、NFCキットを用意。高いセキュリティ機能を装備
- ▶ データログ機能付き10インチ大型液晶タッチパネル
- ▶ 保持したログデータは、USBメモリーへデータ出力可能

CO₂インキュベーターの湿度復帰を早くしたい


加湿制御機能搭載 CO₂インキュベーター

MCO-233AICUVHX メーカー希望小売価格 2,150,000 円 (税・据付搬入費別)




- ▶ 器内湿度を、80 %～90 %に制御可能な「アクティブ加湿システム」を搭載
- ▶ 器内湿度低下時に、加湿ユニットで噴霧。器内湿度90 %まで高速復帰

■アクティブ加湿システムイメージ



■器内湿度復帰時間イメージ



- ▶ 約3時間※2で完了 過酸化水素 (H₂O₂) 器内除染標準装備
- ▶ 交換作業の手間とランニングコスト低減 加湿水を殺菌する「UV-LED」

外出中のラボ機器の運転状況が心配


IoTラボ管理ソリューション

LabSVIFT™



◎超低温フリーザーは MDF-DU503VH51

- ▶ 24時間365日モニタリングデータをクラウドへ保存
- ▶ PC・スマホからお使いの機器をリモート管理
- ▶ ラボ機器 1 台あたり1 台のトランスミッターで接続
- ▶ テレメトリーデータ把握、稼働状況の変化を予測




培地中のグルコースと乳酸を連続的に測定

ライブセル代謝分析装置

LiCellMo™



- ▶ 細胞代謝モニタリング：独自のIn-Lineセンサーにより培地中のグルコースと乳酸を連続的に測定
- ▶ 解糖系を直接測定：グルコースと乳酸の濃度変化から解糖系の変化を直接的に分析
- ▶ いつもと同じ培養環境、CO₂インキュベーター内・市販品24ウェルプレートで測定



サンプリング間の変化が可視化されることで状態の差異が明らかに

- 当社では製品の内容物の補償は出来ませんので予めご了承ください。
- 本チラシ掲載商品の価格には、消費税・地方消費税・配送料・設置料・関連工事費などは含まれておりません。

●お問い合わせは

PHC 株式会社

北海道営業所 TEL 03-4363-2211 FAX 011-251-3760
 東北営業所 TEL 03-4363-0909 FAX 022-215-5582
 首都圏営業所 TEL 03-5408-7277 FAX 03-5408-0873
 南関東営業所 TEL 045-978-5134 FAX 045-978-5150
 中部営業所 TEL 03-6698-1145 FAX 052-687-8399
 近畿営業所 TEL 06-6136-1415 FAX 06-6136-1449
 中四国営業所 TEL 03-6696-0250 FAX 082-222-8210
 九州営業所 TEL 03-6696-0244 FAX 092-291-5353

このチラシの記載内容は
2026年7月現在のものです。